

MANTENIMIENTO INSTRUMENTO DE MEDICIÓN COAGULACIÓN

Nombre Equipo: \_\_\_\_\_ Mes: \_\_\_\_\_ Año: \_\_\_\_\_

DIARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Limpieza exhaustiva de todas las agujas																															
Ciclo de purgado de todas las agujas																															
Desocupar el conteneddor de residuos liquidos																															
Desocupar el contenedor de cubetas																															
Limpieza del contenedor de cubetas																															
Verificar niveles de los reactivos y estabilidad de los mismos																															
Cargar cubetas en caso de ser necesario																															
Operador																															
SEMANAL																															
Cambiar el Filtro CTS y Limpiar el Área de Lavado del CTS																															
Limpieza del filtro externo del ventilador																															
Limpieza superficial de la tapa de reactivos con agua destilada																															
Limpieza superficila del instrumento																															
Operador																															
OPERADOR																															

OK Significa realizado

Revisado por \_\_\_\_\_

Modificación	Fecha	Versión
Se retira calibración	2025-09-04	01