

HOJA DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE HEMATOLOGÍA

Referencia del Equipo: _____

DIARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Procedimientos de cierre e inicio																															
Procesar Control Latron																															
Procesar Controles 6C																															
Descartar desechos																															
Chequear suministros																															
Limpieza de la superficie																															
Limpieza de la válvula segmentadora																															
Operador																															

SEMANAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Limpieza módulo MTM																															
Limpieza módulo AMTC																															
Limpieza de sistemas ópticos																															
Limpieza de la punta de aspiración																															
Enjuagar la celda de flujo																															
Operador																															

MENSUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Limpieza de apertura de baños y celda de flujo																															
Limpieza del filtro del compresor																															
Operador																															

CUANDO SEA REQUERIDO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Limpiar la trampa de vacío																															
Ajustar el error de vacío																															
Operador																															

OK Significado realizado.

Revisado por: _____

Fecha: _____

Modificación	Versión	Fecha
Se cambio el título del formato, se le adiciona espacio para poner la referencia del equipo.	02	Abril de 2006
Se adiciona en pasar controles revisarlos	03	Agosto de 2009
Se modifica el título del formato, se adiciona el campo referencia del equipo, se modifican los diferentes procedimientos de acuerdo al nuevo equipo.	04	Marzo de 2010
La limpieza de la válvula pasa al mantenimiento diario y la limpieza de las aperturas de los baños y celdas de flujo pasan al mantenimiento semanal.	05	Julio de 2010
La Limpieza de la válvula segmentadora de muestras pasa nuevamente al mantenimiento semanal.	06	Septiembre de 2010
Se incluye en mantenimiento diario limpieza valvula con aplicador, en el mantenimiento semanal se adiciona ciclo BSV y limpieza sensor de muestras, se adiciona responsable en cada mantenimiento.	07	Agosto de 2012
Se actualiza por cambio de equipo	08	Abril de 2019
Se cambia limpieza de valvula segmentadora de mantenimiento semanal a mantenimiento diario	09	Febrero de 2020
Se adiciona OK significa realizado	10	Septiembre de 2025